




Gebrauchsanweisung für Implantate

Die Auslieferung der Implantate erfolgt steril und/oder unsteril. Vor Gebrauch ist die Gebrauchsanweisung „BPZ MOP-T“ zu konsultieren. Die E-IFU ist elektronisch auf der Stemcup Homepage verfügbar. Eine gedruckte Version der IFU kann jederzeit angefordert werden. Die Zustellung dauert 1 bis 7 Tage.

MOP™ - Trochanterplatte Prospekt




Die MOP™ - Trochanterplatte (Multi Optionale Platte) ist eine vielseitige Plattenlösung für die Behandlung von Trochanterfrakturen.

Eine innovative Plattenkontur ermöglicht mehrere Fixierungsoptionen (z. B. Schrauben, Schrauben-Cerclage-Systeme), was die Stabilisierung für jede Art von Trochanterfrakturen ermöglicht.

Die MOP™ - Trochanterplatte verfügt über zwei feste Haken, mit welchen man den abgerissenen Trochanter fassen kann und an den Femur fixieren kann.

Ein dritter manuell einstellbarer Haken verbessert die Fixierung des abgerissenen Trochanters.



Aufbereitung von Medizinprodukten

Vor Gebrauch unsterile Produkte sind die Empfehlungen für die Reinigung, Wartung, Verpackung, Sterilisation und Lagerung, gemäss EN ISO 17664:2017, der Stemcup Medical Products AG, zu konsultieren. Der Gebrauchsanweisung „Aufbereitung orthopädischer Instrumente und Implantate“ ist elektronisch auf der Stemcup Homepage verfügbar. Eine gedruckte Version der IFU kann jederzeit angefordert werden. Die Zustellung dauert 1 bis 7 Tage.

Instrumentenhersteller und Händler übernehmen keine Verantwortung für die Sterilisation von Produkten durch den Käufer. Die in Ihrem Land gültigen, rechtlichen Bestimmungen zur Wiederaufbereitung von Medizinprodukten sind zu beachten. In Ländern, in denen strengere Anforderungen gelten, sind diese einzuhalten.



stemcup

Medical products for motion

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen:

Schweiz Hauptsitz
Stemcup Medical Products AG
Aargauerstrasse 180
CH- 8048 Zürich
Tel. +41 (0)43 311 85 00
Fax. +41 (0)43 311 85 09
info@stemcup.ch
www.stemcup.ch

Deutschland
Stemcup Medical Products GmbH
Wallbrunnstrasse 24
D-79539 Lörrach
Tel. +49 (0)7 621 162 00 49
Fax. +49 (0)7 621 161 97 78
info@stemcup.de
www.stemcup.de

Österreich
Stemcup Medical Products Austria GmbH
Schwindgasse 20/1/4
A-1040 Wien
Tel. +43 (0)1 890 40 53
Fax. +43 (0)1 890 40 54
info@stemcup.at
www.stemcup.at


MOP™ - T Artikelübersicht



MOP™ - Trochanterplatte / Material: Implantate Stahl 1.4441, ISO 5832-1

MOP™-T Set

REF:	Grösse	MOP™ -T Set	STERILE R
M310001S	links/gross	1x Trochanterplatte inkl. 1x Haken / 2x Verbindungsschraube T-20	
M310002S	rechts/gross	1x Trochanterplatte inkl. 1x Haken / 2x Verbindungsschraube T-20	
M310003S	links/klein	1x Trochanterplatte inkl. 1x Haken / 2x Verbindungsschraube T-20	
M310004S	rechts/klein	1x Trochanterplatte inkl. 1x Haken / 2x Verbindungsschraube T-20	



REF:	Grösse	MOP™ -T Komponenten	NON STERILE	Image	Label
M310001	links/gross	MOP™-T Platte			MOP™-T Platte
M310002	rechts/gross	MOP™-T Platte			
M310003	links/klein	MOP™-T Platte			
M310004	rechts/klein	MOP™-T Platte			
M310101	universal	MOP™-T Haken			MOP™-T Haken
M310201	T-20	MOP™ -T Verbindungsschraube T-20			MOP™-T Verbindungsschraube

Kortikalisschrauben



Material: Ti6Al4V / ISO 5832-3 (unsteril)



REF:	Benennung	Grösse
300.35.20	Kortikalisschraube	3.5x20 mm
300.35.22	Kortikalisschraube	3.5x22 mm
300.35.24	Kortikalisschraube	3.5x24 mm
300.35.26	Kortikalisschraube	3.5x26 mm
300.35.28	Kortikalisschraube	3.5x28 mm
300.35.30	Kortikalisschraube	3.5x30 mm
300.35.32	Kortikalisschraube	3.5x32 mm
300.35.34	Kortikalisschraube	3.5x34 mm
300.35.36	Kortikalisschraube	3.5x36 mm
300.35.38	Kortikalisschraube	3.5x38 mm
300.35.40	Kortikalisschraube	3.5x40 mm
300.35.42	Kortikalisschraube	3.5x42 mm
300.35.44	Kortikalisschraube	3.5x44 mm
300.35.45	Kortikalisschraube	3.5x45 mm
300.35.46	Kortikalisschraube	3.5x46 mm
300.35.48	Kortikalisschraube	3.5x48 mm
300.35.50	Kortikalisschraube	3.5x50 mm
300.35.55	Kortikalisschraube	3.5x55 mm
300.35.60	Kortikalisschraube	3.5x60 mm

OP Instrumente zur MOP™ - T



Material: 1.4057 / Silikonkautschuk

REF:	Benennung	Grösse
60.1082	Schraubenzieher	T20



Schraubenzieher T20

